



GÉZATONE

ВАША  
МОЛОДОСТЬ  
НЕ ЗАКОНЧИТСЯ



# ВАША МОЛОДОСТЬ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ. ПРОДЛЕВАТЬ БУДЕТЕ?

Безупречное лицо без дорогостоящих салонных процедур: первый трехчасовой аппарат для RF-лифтинга лица в домашних условиях. Разглаживает морщины, моделирует овал, убирает второй подбородки рубцы постакне без боли и стресса. Видимый результат после 1 процедуры! Более молодая, упругая и сияющая кожа – реальность с моделью m1612.



## ОЧИЩЕНИЕ КОЖИ ЛИЦА

---

### **УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ЧИСТКА**

Профессиональный метод, основанный на безопасном и эффективном использовании ультразвуковых волн для глубокого очищения кожи любого типа. Ультразвук освобождает кожу от загрязнений, черных точек, излишка кожного сала и ороговевших частиц.

# УЗ-пилинг

## ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕТОД КОРРЕКЦИИ:

комедоны,  
сальный блеск


расширенные  
поры

несовершенства

сухость  
и шелушение


тусклый  
цвет лица

мелкие  
морщинки



## ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ

- Глубоко очищает
- Убирает черные точки и загрязнения
- Устраняет отмершие клетки
- Предупреждает воспаления



## ВИДИМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ



- ✓ нет черных точек и сального блеска
- ✓ кожа очищена от загрязнений и отмерших клеток
- ✓ упругая и увлажненная, лицо ухоженное

## УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ЧИСТКА ЛИЦА



### АППАРАТ ДЛЯ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ЧИСТКИ И ЛИФТИНГА КОЖИ ЛИЦА BIO SONIC 1007

Беспроводной аппарат «6 в 1» класса Premium с японским излучателем и магнитной индукционной зарядкой сочетает 6 методик. Ультразвук 24 кГц.



### АППАРАТ ДЛЯ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ЧИСТКИ И МАССАЖА ЛИЦА BIO SONIC 733

Ультра компактный беспроводной прибор с японским излучателем «5 в 1» в кейсе с зеркалом и индукционной зарядкой. Ультразвук 25 кГц.



### АППАРАТ ДЛЯ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ЧИСТКИ ЛИЦА WOP-990

Аккумуляторный аппарат «6 в 1» с силиконовыми насадками для демкияжа. Функции дезинкрустации и ионофореза дополняют ультразвук 25 кГц.



### АППАРАТ ДЛЯ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ЧИСТКИ И ЛИФТИНГА BIO SONIC 770S

Портативный беспроводной прибор «4 в 1» для очищения, увлажнения и лифтинга. Функция микротоков дополняет действие ультразвука 24 кГц.

## ГЕЛИ для ультразвуковой чистки



### ГЕЛЬ для ультразвуковой чистки лица "УЛЬТРАКЛИН КОНТРОЛЬ"

Концентрированная формула с АНА яблока, персика, грейпфрута и противовоспалительными активными компонентами для ухода за жирной и смешанной кожей.



### ГЕЛЬ для ультразвуковой чистки лица "УЛЬТРАКЛИН СЕНС"

Гель с АНА томатов и успокаивающими активными компонентами для ухода за чувствительной, сухой и нормальной кожей, предупреждает раздражение и покраснение.



### ЛОСЬОН для ультразвуковой чистки лица "ДЕЗИНКРУСТАНТ"

Формула для дезинкрустации и ухода за кожей перед пилингом, подготовки к чистке. Размягчает комедоны, устраняет загрязнения, себум, матирует, сужает поры.



### СОВЕТ КОСМЕТОЛОГА

- Для ультразвукового пилинга важно использовать гель, который предназначен специально для этой процедуры
- Не наносите гель на глаза и губы, чтобы предотвратить возникновение раздражения
- Используйте достаточное количество геля, чтобы обеспечить правильное скольжение лопатки аппарата



## ОЧИЩЕНИЕ КОЖИ ЛИЦА

---

### **ЩЕТКИ ДЛЯ ОЧИЩЕНИЯ**

Простая, комфортная аппаратная процедура - броссаж - метод механического очищения кожи при помощи специальных щеток. Эффективно удаляет загрязнения, излишки кожного сала и ороговевшие клетки, дарит коже здоровый сияющий вид.

# Броссаж

## ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕТОД КОРРЕКЦИИ:

черные точки

закупоренные  
поры

мелкие  
морщинки


шелушение

тусклый  
цвет лица




### ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ

- Удаляет загрязнения и отроговевшие частицы
- Повышает тонус кожи
- Ускоряет обновление
- Улучшает текстуру кожи




### ВИДИМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

До



После



- ✓ кожа чистая и гладкая
- ✓ упругая и в тонусе
- ✓ устранение «черных точек»
- ✓ уменьшение расширенных пор
- ✓ чище чем с косметикой



## ЩЕТКИ ДЛЯ ОЧИЩЕНИЯ КОЖИ



### **ЩЕТКА ДЛЯ ОЧИЩЕНИЯ ЛИЦА С ДЕЗИНКРУСТАЦИЕЙ, ИОНОФОРЕЗОМ И LED ТЕРАПИЕЙ M780**

Беспроводной прибор «6 в 1» для демакияжа, глубокого очищения и комплексного ухода. 1500 щетинок удаляют до 99,5% загрязнений с поверхности кожи и из пор.



### **ЩЕТКА ДЛЯ ОЧИЩЕНИЯ ЛИЦА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ С ДВУМЯ СМЕННЫМИ НАСАДКАМИ AMG108S**

Аппарат с 2 насадками для ежедневного демакияжа, броссажа, массажа кожи лица и шеи любого типа. Глубоко очищает кожу и поры, не травмируя.



### **ПАРОВАЯ САУНА ДЛЯ ЛИЦА AMG105S**

Сауна с 3 насадками и регулировкой интенсивности пара для косметических процедур и ингаляций. Готовит кожу к чистке и другим процедурам.



# Дарсонваль Gezatone

## КЛИНИЧЕСКИ ДОКАЗАННАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

- ✓ ЭФФЕКТИВЕН для борьбы с акне, высыпаниями и сальным блеском
- ✓ КОРРЕКТИРУЕТ морщины и возрастные изменения
- ✓ ЗАМЕДЛЯЕТ выпадение и стимулирует рост волос, избавляет от перхоти
- ✓ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ варикоз и уменьшает целлюлит
- ✓ ПОМОГАЕТ при болях в суставах и отеках, ускоряет восстановление после травм






## АППАРАТЫ ДАРСОНВАЛЬ

---

Дарсонвализация – профессиональный метод для решения широкого спектра проблем, как косметического, так и медицинского характера. Универсальность метода позволяет использовать дарсонваль для лица, тела и волос; лечения более 100 заболеваний.

# Профессиональный уход для лица, тела и волос



## ■ для лица

- Коррекция морщин
- Устранение блеска и несовершенств
- Лечение акне, герпеса и кожных заболеваний

## ■ для волос

- Стимуляция роста
- Устранение перхоти и зуда
- Лечение алопеции и замедление выпадения волос

## ■ для тела

- Профилактика варикоза
- Лечение заболеваний суставов
- Коррекция целлюлита

Применяется для коррекции широкого круга косметических проблем и в лечении **БОЛЕЕ 100 РАЗЛИЧНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ**



## АППАРАТЫ ДАРСОНВАЛЬ



### **ДАРСОНВАЛЬ ДЛЯ ЛИЦА, ТЕЛА И ВОЛОС С 4 МЯ НАСАДКАМИ, VIOLIFT 4 118 (ВТ - 118)**

Прибор с 4 насадками со специальной газовой смесью для ухода за кожей и волосами. Утепляющее покрытие корпуса, плавная регулировка.



### **АППАРАТ ДАРСОНВАЛЬ С 5 НАСАДКАМИ ДЛЯ УХОДА ЗА ЛИЦОМ, ТЕЛОМ И ВОЛОСАМИ ВР-7000**

Аппарат класса Premium с 5 насадками, заполненными специальной газовой смесью, для лица, тела и волос. Плавная регулировка мощности.



### **АППАРАТ ДАРСОНВАЛЬ С 4 НАСАДКАМИ ДЛЯ ЛИЦА, ВОЛОС И ТЕЛА VIOLIFT4 D309**

Портативная модель с 4 насадками для ухода за кожей и волосами. Корпус из высококачественных материалов, прочное крепление насадок.



### СОВЕТ КОСМЕТОЛОГА

- Не применяйте перед процедурой скрабы, средства с ВНА и АНА кислотами и средства, содержащие спирт.
- Для облегчения скольжения электрода можно использовать косметический тальк.
- Не следует использовать дарсонваль на области с куперозом. Это может усугубить существующие проблемы.



LA MONTRE  
J12

## RF ЛУЧУНГ

---

Эффективная и безопасная методика подтяжки и омоложения кожи. Действие волн радиочастотного диапазона ремоделирует волокна коллагена и укрепляет кожу. Ускоряется образование нового коллагена, омолаживается поддерживающий каркас кожи.



# RF лифтинг

## ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕТОД КОРРЕКЦИИ:

возрастные  
изменения,  
морщины

гравитационный  
птоз

второй  
подбородок, брыли

нависание  
верхнего века

рубцы,  
постакне



АППАРАТ RF ЛИФТИНГ ДЛЯ ЛИЦА И ТЕЛА,  
МИОСТИМУЛЯЦИЯ И СВЕТОТЕРАПИЯ  
NIVEAULTY 3D PRO M1612

### ДЛЯ ЛИЦА

- Корректирует возрастные изменения, морщины
- Укрепляет овал лица, уменьшает второй подбородок
- Убирает рубцы постакне

### ДЛЯ ТЕЛА

- Уменьшает избыточные жировые отложения
- Целлюлит
- Дряблость, растяжки


### ДЛЯ ГЛАЗ

- Уменьшает морщины
- Убирает мешки и отеки
- Поднимает нависающее веко




## ВИДИМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ 1 ПРОЦЕДУРЫ

До



После



## БЕЗОПЕРАЦИОННОЕ ОМОЛОЖЕНИЕ И ЛИФТИНГ

- ✓ длительный эффект после курса
- ✓ без предварительной подготовки
- ✓ безболезненно и безопасно
- ✓ естественная стимуляция синтеза коллагена



# ПРЕМИУМ RF ЛИФТИНГ ДЛЯ ЛИЦА И ТЕЛА m1612

## БЕЗОПЕРАЦИОННАЯ ПОДТЯЖКА

- ✓ **ЛИФТИНГ** кожи лица, тела, контура глаз
- ✓ комплексное **ОМОЛОЖЕНИЕ**
- ✓ **РАЗГЛАЖИВАНИЕ** морщин
- ✓ **УМЕНЬШЕНИЕ** второго подбородка

✓ **ВПЕЧАТЛЯЮЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ**  
как после салона

✓ **СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ**  
3 ЧАСТОТЫ RF для лица,  
тела, контура глаз





## RF ЛИФТИНГ



### **АППАРАТ RF ЛИФТИНГ ДЛЯ ЛИЦА И ТЕЛА, МИОСТИМУ- ЛЯЦИЯ И СВЕТОТЕРАПИЯ NIVEAUTY 3D PRO M1612**

Premium аппарат для лица, тела и контура глаз с датчиком температуры. Корпус из алюминиевого сплава, 3 частоты RF, контроллер заряда аккумулятора.



### **МАССАЖЕР для RF-ЛИФТИНГА, ПОДТЯЖКИ И ОМОЛОЖЕНИЯ ЛИЦА RF-1607**

Беспроводной аппарат с функцией памяти для лифтинга и омоложения кожи лица. 5 методик Rf лифтинг, ems, микротоки, вибромассаж, хромотерапия.



### **АППАРАТ ДЛЯ БЕЗОПЕРА- ЦИОННОГО ЛИФТИНГА И ОМОЛОЖЕНИЯ КОЖИ ЛИЦА 6 В 1 RF-1610**

Аппарат «6 в 1» для омоложения, лифтинга и ухода за кожей лица и тела. Пять режимов. Работает от аккумулятора, в комплекте зарядная база.



### **МАССАЖЕР RF-ЛИФТИНГА ОТ МОРЩИН ВОКРУГ ГЛАЗ M1608**

Миниатюрный аппарат для лифтинга кожи контура глаз, коррекции морщин, уменьшения грыж нижнего века. Гипоаллергенное покрытие электродов.

# МАСКА ДЛЯ ГЛУБОКОГО EMS ЛИФТИНГА BIOLIFT ICHIN



ЛИФТИНГ  
**+98%**



**УКРЕПЛЯЕТ**  
овал лица



**УСТРАНЯЕТ**  
дряблость  
и птоз



**КОРРЕКТИРУЕТ**  
асимметрию  
лица



**РАЗГЛАЖИВАЕТ**  
носогубные  
складки

✓ ЛИЦО ВЫГЛЯДИТ МОЛОЖЕ **100%**

## МИОСТИМУЛЯТОРЫ ОТ МОРЩИН

---

Миостимуляция лица – эффективный безболезненный и безопасный метод для улучшения качества кожи и восстановления ее упругости и тонуса. Электрические импульсы тонизируют мышцы и кожу, укрепляют и моделируют овал лица, разглаживают морщины.



# Миостимуляция лица

## ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕТОД ПРОТИВ МОРЩИН И ПТОЗА

морщины

дряблость,  
птоз, провисание

сниженный тонус

нечеткий  
овал лица

отеки



### ДЛЯ ЛИЦА

- Разглаживает морщины
- Корректирует возрастные изменения
- Уменьшает второй подбородок


### ДЛЯ ГЛАЗ

- Безоперационная блефаропластика
- Сокращает морщины
- Уменьшает отеки




## ДЛИТЕЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ ПОСЛЕ КУРСА

До



После



- ✓ подтяжка и укрепление лицевых мышц
- ✓ естественный лифтинг
- ✓ кожа упругая и подтянутая
- ✓ лифтинг контуров лица и шеи
- ✓ уменьшение морщин

## МИОСТИМУЛЯТОРЫ ОТ МОРЩИН



### **BIOLIFT ICHIP ПРИБОР ДЛЯ УХОДА И МАССАЖА ЛИЦА GEZATONE**

Премиальный EMS аппарат для безоперационного лифтинга овала лица. Разглаживает носогубные складки, уменьшает птоз, дряблость, брыли и асимметрию.



### **EMS МАССАЖЕР МАСКА ДЛЯ БЕЗОПЕРАЦИОННОЙ БЛЕФАРОПЛАСТИКИ И ОМОЛОЖЕНИЯ КОЖИ ВОКРУГ ГЛАЗ BIOLIFT IMASK**

ЭМС маска для глаз из медицинского силикона для безоперационной блефаропластики. Разглаживает морщины, подтягивает верхнее веко, убирает отеки.



### **МАССАЖЕР-МАСКА МИОСТИМУЛЯТОР ДЛЯ ЛИЦА BIOLIFT IFACE**

Беспроводная эмс маска для лица с 10 электродами и вибрацией. Тонизирует кожу и мышцы, моделирует овал, устраняет провисание, избавляет от отеков.



### **МАССАЖЕР РОЛИКОВЫЙ МИКРОТОКИ- МИОСТИМУЛЯТОР ДЛЯ ЛИЦА BIOLIFT M100**

Миостимулятор для лица с функцией 3D пластического массажа. Разглаживает морщины, уменьшает второй подбородок. Ролики-электроды вращаются на 360°

# РОЛИКОВЫЙ МАССАЖЕР МИОСТИМУЛЯТОР – МИКРОТОКИ ДЛЯ ЛИЦА BIOLIFT M101

4В1



- ✓ Лицо
- ✓ Шея
- ✓ Декольте

**94%** видимый лифтинг

**82%** контур лица более четкий

**73%** уменьшение второго подбородка

\* по оценке пользователей

**ВИДИМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ  
после 1-го сеанса**



**4 МЕТОДИКИ**

EMS, Микротоки,  
Вибромассаж,  
3D роликовый  
массаж



**3 РЕЖИМА**

для эффективного  
решения проблем



**БЕСПРОВОДНОЙ**

работает  
от аккумулятора



## МИКРОТОКИ ДЛЯ ЛИЦА

---

Микротоки повышают активность клеток и улучшают состояние всех слоев кожи, восстанавливая энергетический баланс. Будят клетки, заставляя их работать, как в молодости, что приводит к повышению производства коллагена, омоложению и лифтингу.

# Микротоки


## ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕТОД КОРРЕКЦИИ:

мимических  
и возрастных  
морщин

дряблости


возрастных  
изменений

потери  
упругости  
и тонуса




## НЕХИРУРГИЧЕСКАЯ ПОДТЯЖКА

- Ускоряют синтез коллагена
- Подтягивают кожу
- Сокращают морщины
- Выводят токсины  
и устраняют отеки
- Улучшают цвет лица  
и повышают качество кожи




## ВИДИМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

До



После



- ✓ высокая  
эффективность
- ✓ безболезненно
- ✓ нет повреждения кожи
- ✓ процедура может  
проводиться вокруг  
глаз и губ



## МИКРОТОКИ ДЛЯ ЛИЦА



### **МАССАЖЕР ДЛЯ ЛИЦА «ОМОЛОЖЕНИЕ ЛИЦА И БОРЬБА С МОРЩИНА- МИ» BEAUTY IRIS M708**

Аппарат с функцией ридолиза-методики разглаживания морщин с результатом после 1 процедуры. 3 режима для лифтинга, дренажа и омоложения.



### **МАССАЖЕР-СКРЕБОК ГУАША И МИКРОТОКИ ДЛЯ ЛИЦА M915**

Микротоковый аппарат с LED терапией и вибромассажем для омоложения и подтяжки кожи. Память выбранного режима, управление 1 кнопкой.



### **МАССАЖЕР-СКРЕБОК ГУАША И МИКРОТОКИ ДЛЯ ЛИЦА M911**

Компактный аппарат с УК прогревом и вибромассажем в форме скребка Гуаша для лифтинга и омоложения кожи, стимуляции точек красоты.



### **АППАРАТ ДЛЯ ОМОЛОЖЕНИЯ ЛИЦА С ФУНКЦИЕЙ ЭЛЕК- ТРОФОРЕЗА И ИОНОФОРЕЗА 4 В 1 BIO SONIC M776**

Прибор «4 в 1» для комплексного ухода очищает, уменьшает морщины и признаки старения, улучшает цвет лица. 3 режима, 5 уровней интенсивности.

## КОСМЕТИКА ДЛЯ МИКРОТОКОВ



### **ГЕЛЬ ДЛЯ МИОСТИМУЛЯЦИИ, ЭЛЕКТРОФОРЕЗА И МИКРОТОКОВ "АКВА-ГЕЛЬ АЛОЭ-ВЕРА"**

Аппаратный гель с алоэ создает оптимальную проводимость, усиливая эффективность процедур. Увлажняет, успокаивает кожу, снимает воспаление.



### **ГЕЛЬ АКТИВНЫЙ С ЭКСТРАКТОМ ИКРЫ И МОРСКИМ КОЛЛАГЕНОМ**

Универсальный ионизированный гель для аппаратных процедур. Насыщает кислородом, увлажняет, подтягивает, успокаивает. Для всех типов кожи.



### **ГУАЛУРОНОВАЯ ШЕЛКОВАЯ ЛИФТИНГ МАСКА ДЛЯ ЛИЦА С ПЕПТИДАМИ**

Лифтинг-маска на шелковой основе. Благодаря аргирелину корректирует морщины. Создает эффект наполненности, придавая лицу свежий вид.



### СОВЕТ КОСМЕТОЛОГА

- Для достижения стойких результатов используйте микротоковые аппараты курсами
- Для проведения процедур обязательно используйте специальную косметику, которая обеспечит высокую эффективность
- После аппаратных процедур рекомендуется использовать сыворотки и маски, чтобы поддержать кожу



## LED MASKU

---

Хромотерапия - методика воздействия на кожу световыми волнами разного цвета. Кожа поглощает световую энергию и использует её для восстановления, синтеза коллагена. Каждый цвет обладает определенными свойствами и корректирует недостатки различных типов кожи.





### СВЕТОДИОДНАЯ БЕСПРОВОДНАЯ LEDМАСКА ДЛЯ ОМОЛОЖЕНИЯ КОЖИ ЛИЦА И ШЕИ M1040

Беспроводная LED маска класса Premium для лица и шеи. Эргономичный дизайн, 807 светодиодов, 3 цвета. В комплекте зарядная магнитная база.



### СВЕТОДИОДНАЯ МАСКА ДЛЯ ОМОЛОЖЕНИЯ КОЖИ ЛИЦА M1090

LED маска для лица и шеи с эмс. 9 уровней интенсивности, съемные электроды, 190 светодиодов, 9 уровней яркости. Пульт управления в комплекте.



### СЫВОРОТКА С КОЛЛАГЕНОМ ДЛЯ СВЕТОДИОДНОЙ LED МАСКИ

Фотоактивная формула с высокой проникающей способностью, работает со всеми цветами хромотерапии, не вызывает фоточувствительности.



СОВЕТ  
КОСМЕТОЛОГА

- Используйте специальную косметику. Не применяйте для процедур с LED маской кремы и косметические масла. Эти средства уменьшают проникающую способность волн и снижают эффективность процедуры.
- Чтобы достичь максимального эффекта, делайте хромотерапию регулярно, не реже 1-2 раз в неделю.



## ПЛАСТИФИЦИРУЮЩИЙ МАССАЖ ЛИЦА

---

Глубоко прорабатывая ткани, массаж оказывает лифтинговое действие, избавляет от отеков, помогает разгладить морщины и укрепляет овал. Благодаря пластифицирующему массажу уходит дряблость и уменьшается второй подбородок, лицо выглядит подтянутым.



# Пластифицирующий массаж лица

## ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕТОД КОРРЕКЦИИ:

возрастных изменений

провисания и дряблости

отеков

морщин

попывшего овала лица



Аппарат для скульптурного массажа лица с RF лифтингом и EMS Biolift Neo m1501

### ПРоработка кожи и мышц 360°

- Моделирует овал лица
- Уменьшает второй подбородок
- Разглаживает морщины
- Подтягивает кожу




Быстро

Безболезненно

С видимым результатом

До

После



✓ контур лица более четкий **79%**

✓ лицо более молодое **93%**



## МЕЗОТЕРАПИЯ БЕЗ ИГЛЫ

---

Мезопорация - метод введения полезных веществ в глубокие слои кожи безболезненно и без инъекций. Благодаря слабым импульсным модулированным волнам кожа получает микроэлементы, витамины и антиоксиданты, необходимые для омоложения и восстановления.

# Безопасная альтернатива инъекционным методикам

морщины,  
дряблость  
и атония

признаки  
увядания

дефицит влаги  
и питания

тусклый  
цвет лица

повышает эффективность косметики до  
**400%**

## Массажер "Мезотерапия лица без иглы" m9910

- Лифтинг
- Видимое омоложение кожи
- Укрепление овала
- Улучшение цвета лица

✓ сокращение  
глубины  
морщин до **- 32%**

✓ **БЕЗ УКОЛОВ И БОЛИ**

✓ **БЕЗ СУНЯКОВ И ОТЕКОВ**



**ГЕЛЬ АКТИВНЫЙ  
С ЭКСТРАКТОМ ИКРЫ  
И МОРСКИМ КОЛЛАГЕНОМ**  
Контактный гель с легкой  
текстурой для всех типов  
кожи повышает эффектив-  
ность аппаратных процедур.





## УЛЬТРАЗВУКОВОЙ МАССАЖ ЛИЦА

---

Ультразвуковой массаж ускоряет обменные процессы в клетках, способствует увеличению синтеза коллагена и эластина, благодаря чему кожа становится более плотной и подтянутой, уменьшаются морщины, повышается упругость и тонус.



## УЗ массаж лица

### ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕТОД КОРРЕКЦИИ:

возрастные  
изменения

птоз, дряблость,  
морщины

провисание,  
брыли

нечеткий  
контур лица

**ВИДИМЫЙ  
ЛИФТИНГ**

После 1 сеанса

Ультразвуковой массажер  
для омоложения кожи лица  
с 5 функциями m357

### ЭФФЕКТ, АНАЛОГИЧНЫЙ SMAS ЛИФТИНГУ

✓ абсолютная безопасность  
и эффективность  
для лица и глаз

- Подтягивает кожу
- Разглаживает морщины
- Моделирует овал лица
- Уменьшает дряблость



### ГЕЛЬ ДЛЯ МИОСТИМУЛЯЦИИ, ЭЛЕКТРОФОРЕЗА И МИКРОТОКОВ "УЛЬТРАЛИФТ"

Проводящий лифтинговый  
гель с гиалуроновой кисло-  
той делает кожу подтяну-  
той, нежной и гладкой.



## МАССАЖЕРЫ ГУАША

---

Массаж Гуаша - древний китайский метод массажа, который восстанавливает поток энергии, проводится с использованием специальных массажеров. А также, это прекрасный способ омолодить кожу лица, шеи и декольте, повысить её тонус и упругость.



### **РОЛИКОВЫЙ МАССАЖЕР ДЛЯ ЛИЦА АМГ335**

Вибромассажер с 2 роликами прорабатывает морщины, расслабляет мимические мышцы, подтягивает кожу, выводит токсины и убирает отеки.



### **НАБОР НЕФРИТОВЫЙ РОЛЛЕР-МАССАЖЕР ДЛЯ ЛИЦА И СКРЕБОК ГУАША АМГ331**

Бьюти-сет из природного нефрита для сокращения морщин, расслабления мышц, повышения тонуса кожи. Помогает устранить отеки, подтянуть кожу.



### **РОЛЛЕР-МАССАЖЕР ДЛЯ ЛИЦА ИЗ НАТУРАЛЬНОГО НЕФРИТА ДВУСТОРОННИЙ АМГ330**

Массажер из природного нефрита с 2 роликами для омоложения кожи лица и контура глаз превращает ежедневный уход в расслабляющий ритуал.

## МАССАЖЕРЫ ГУАША



### **УВЛАЖНЯЮЩИЙ МАССАЖНЫЙ КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА БЕЗ МАСЛА АКВА 24**

Формула без масел с увлажняющими, питательными, омолаживающими активами для всех типов кожи, всех видов ручного и аппаратного массажа.



## ОМОЛОЖЕНИЕ И ЛИФТИНГ КОЖИ ВОКРУГ ГЛАЗ

---

Аппаратный массаж в области глаз использует самые эффективные, деликатные и физиологичные методы воздействия. Позволяет омолодить кожу контура глаз, уменьшить круги и отеки, добиться видимого результата без хирургического вмешательства.



**EMS МАССАЖЕР МАСКА  
ДЛЯ БЕЗОПЕРАЦИОННОЙ  
БЛЕФАРОПЛАСТИКИ  
И ОМОЛОЖЕНИЯ КОЖИ  
ВОКРУГ ГЛАЗ VIOLIFT IMASK**  
ЭМС маска для глаз из медицинского силикона для безоперационной блефаропластики. Разглаживает морщины, подтягивает верхнее веко, убирает отеки.



**МАССАЖЕР RF-ЛИФТИНГА  
ОТ МОРЩИН ВОКРУГ ГЛАЗ  
M1608**

Миниатюрный аппарат для лифтинга кожи контура глаз, коррекции морщин, уменьшения грыж нижнего века. Гипоаллергенное покрытие электродов.



**ВИБРОМАССАЖЕР  
ДЛЯ ЛИЦА  
С ИОНОФОРЕЗОМ  
И LED ТЕРАПИЕЙ M810**

Беспроводной массажер «4 в 1» для лица и контура глаз разглаживает морщины, подтягивает кожу, уменьшает отеки, круги под глазами.

ОМОЛОЖЕНИЕ  
И ЛИФТИНГ КОЖИ  
ВОКРУГ ГЛАЗ



**ПАТЧИ ДЛЯ ГЛАЗ  
«ЭФФЕКТ БОТОКСА»  
ОТ МОРЩИН**

Патчи премиум класса против морщин и отеков. Пептид Аргирелин ослабляет сокращения мимических мышц, замедляет появление новых морщин.



## МАССАЖЕРЫ ДЛЯ ГЛАЗ

---

Испытывая напряжение в течение дня, глаза устают в первую очередь. Появляется дискомфорт и отеки, снижается острота зрения. С этими проблемами справляются массажеры для глаз. Деликатное лимфогренажное действие снимает усталость и напряжение.



## ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕТОД КОРРЕКЦИИ:

темные  
круги, отеки

усталость  
глаз

резь  
и краснота

морщины,  
тонкие линии

головная боль




## ЛИМФОДРЕНАЖ

- Уменьшает отеки
- Снимает напряжение глаз
- Укрепляет капилляры
- Сокращает синяки и круги



## РЕЗУЛЬТАТЫ

До



После

- ✓ уменьшение отеков и кругов под глазами
- ✓ снижение напряжения глаз
- ✓ уменьшение головных болей
- ✓ сокращение морщин контура глаз



## МАССАЖЕРЫ ДЛЯ ГЛАЗ



### **МАССАЖЕР ДЛЯ ГЛАЗ DELUXE ISEE400**

Анатомический массажер-очки с 5 режимами, лимфогренажным, компрессионным и вибромассажем снимают напряжение, отеки и головные боли.



### **МАССАЖЕР-ОЧКИ ДЛЯ ГЛАЗ БЕСПРОВОДНОЙ ISEE381**

Складной массажер с 5 режимами лимфогренажного и релаксирующего массажа устраняет последствия нагрузки на глаза, отеки и спазмы мышц.



### **ОЧКИ МАССАЖЕР ДЛЯ ГЛАЗ С НАГРЕВОМ И МУЗЫКОЙ ISEE410 3D RELAX**

Беспроводной массажер с 16 массажными пальчиками повторяет технику ручного массажа. Снимает напряжение, уменьшает отеки, припухлость, круги.



### **ГУАЛУРОНОВЫЕ ГИДРОГЕЛЕВЫЕ ПАТЧИ ДЛЯ ГЛАЗ ПРОТИВ ОТЕКОВ "АКВА 24"**

Патчи анатомической формы сокращают припухлость, увлажняют и уменьшают морщинки. Могут применяться в области нижнего и верхнего века.

# EMS МАССАЖЕР МАСКА ДЛЯ БЕЗОПЕРАЦИОННОЙ БЛЕФАРОПЛАСТИКИ И ОМОЛОЖЕНИЯ КОЖИ ВОКРУГ ГЛАЗ BIOLIFT IMASK

## EMS ЛИФТИНГ

- ✓ УКРЕПЛЯЕТ мышцы контура глаз
- ✓ СНИМАЕТ спазмы мимических мышц

## УК ПРОГРЕВ

- ✓ СОКРАЩАЕТ отечность
- ✓ УМЕНЬШАЕТ круги под глазами



**ПОДЪЯЖКА**  
верхнего века



**РАЗГЛАЖИВАНИЕ**  
морщин



**ЛИФТИНГ**  
контура глаз



**УЛУЧШЕНИЕ**  
микроциркуляции

ОТДЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЛЕР ДЛЯ КАЖДОГО ГЛАЗА





## КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИЕ ЗЕРКАЛА

---

Косметологические зеркала – необходимый атрибут для ухода за кожей. Обладая высокой четкостью, они позволяют проводить косметические процедуры с большей точностью и эффективностью, видеть детали, которые трудно заметить в обычном зеркале.



## КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИЕ ЗЕРКАЛА



### **ЗЕРКАЛО КОСМЕТИЧЕСКОЕ С ПОДСВЕТКОЙ LM111**

Высокое зеркало 18 см с 3-х уровневой подсветкой, 30 LED ламп. Сенсорное управление, регулируемый наклон. Работает от аккумулятора.



### **КОСМЕТИЧЕСКОЕ ЗЕРКАЛО С 5X УВЕЛИЧЕНИЕМ И ПОДСВЕТКОЙ LM110**

Настольное зеркало 13,4 см, с аккумулятором, 3-уровневой LED подсветкой. 2 поверхности: стандартное зеркало и с 5 кратным увеличением.



### **ЗЕРКАЛО КОСМЕТИЧЕСКОЕ 10 X С ПОДСВЕТКОЙ, НА ГИБКОЙ ШТАНГЕ И ПРИСОСКЕ LM209**

Зеркало 16,7 см на присоске, с круговой подсветкой и 10-кратным увеличением на гибкой штанге «гусиная шея». Работает от батареек.



### **КОСМЕТИЧЕСКОЕ ЗЕРКАЛО С 10ТИ-КРАТНЫМ УВЕЛИЧЕНИЕМ LM494**

Двухстороннее зеркало 15 см, с 10-кратным увеличением одной из поверхностей. Устойчивое основание, высота 23 см, регулируемый наклон.

## АППАРАТЫ ДЛЯ РОСТА ВОЛОС

---

Массажные расчески Gezatone – эффективное средство против выпадения и для сохранения здоровья волос. Положительное влияние низкоинтенсивного лазера безопасно помогает восстановить баланс между выпадением и ростом, укрепить фолликулы.



## ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕТОД КОРРЕКЦИИ:

при замедлении  
роста волос

при поредении  
и возрастных  
изменениях

при ослаблении  
и истончении  
волос

при проблеме  
себореи

Лазерная расческа-массажер  
от выпадения волос  
и профилактики облысения  
HS588

НИЗКОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ  
ЛАЗЕРНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ  
БУДУТ СПЯЩИЕ ВОЛОСЯНЫЕ  
ФОЛЛИКУЛЫ


- Укрепляет корни волос
- Замедляет выпадение
- Стимулирует рост волос
- Сокращает перхоть и себорею

✓ ПОВЫШАЕТ КАЧЕСТВО  
И ГУСТОТУ ВОЛОС




## ВИДИМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

До



После



- ✓ волосы более крепкие
- ✓ активизируется  
рост здоровых волос
- ✓ замедляется  
выпадение
- ✓ уменьшается  
перхоть



## ЭПИЛЯЦИЯ И ДЕПИЛЯЦИЯ

---

Гладкая кожа без лишних волос? Решение – фотоэпиляция. Это безболезненный способ, основанный на использовании световых импульсов. С помощью фотоэпиляторов «Gezatone» можно безопасно избавиться от нежелательных волос самостоятельно и в любое время.

## ЭПИЛЯЦИЯ И ДЕПИЛЯЦИЯ



### **ФОТОЭПИЛЯТОР IPL E300**

Удаление волос на лице и теле, на коже всех оттенков с технологией ELOS: сочетание IPL и RF. Ресурс лампы: 300000 вспышек, 3 уровня, площадь окна 2,7 см<sup>2</sup>



### **ФОТОЭПИЛЯТОР IPL 50**

Компактный с технологией IPL, датчиком типа кожи для эпиляции на различных зонах лица и тела. Ресурс лампы 50000 вспышек, 5 уровней, площадь окна 2,7 см<sup>2</sup>.



### **МАШИНКА ДЛЯ СТРИЖКИ И БРИТЬЯ, DP 511**

Супер-компактная аккумуляторная машинка эргономичной формы с 3 лезвиями для удаления волос разной длины без раздражения. Управление 1 кнопкой.



СОВЕТ  
КОСМЕТОЛОГА

- Результаты фотоэпиляции не появятся мгновенно, это процесс, требующий времени для полного удаления волос. Придерживайтесь графика процедур и делайте их регулярно.
- Перед обработкой больших участков, проведите тест на небольшом участке кожи и оцените реакцию. Это предотвратит раздражение.





## АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЕ МАССАЖЕРЫ

---

Антицеллюлитные массажеры - идеальное решение для тех, кто хочет избавиться от целлюлита, «апельсиновой корки» и лишнего жира, которые трудно поддаются коррекции с помощью диет и физических упражнений. Результат процедур измеряется сантиметрами!

## ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕТОД КОРРЕКЦИИ:

целлюлит  
любой стадии



неровный  
кожный рельеф,  
дряблость,  
«апельсиновая  
корка»

избыточные  
жировые  
отложения

## ЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ

ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ЦЕЛЛЮЛИТА

- Уменьшение целлюлита и «апельсиновой корки»
- Моделирование силуэта
- Сокращение жировых отложений
- Уменьшение объемов



✓ ЭФФЕКТИВНО

✓ БЕЗБОЛЕЗНЕННО

✓ БЫСТРО

✓ уменьшение  
объемов

✓ сокращение  
целлюлита

✓ повышение  
упругости кожи

## АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЕ МАССАЖЕРЫ



### АППАРАТ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ДЛЯ ПОДТЯЖКИ И МОДЕЛИРОВАНИЯ ТЕЛА MF-1140

Беспроводной аппарат с УЗ кавитацией, RF, эмс и хромотерапией. Эффективен при целлюлите всех стадий, подтягивает кожу, моделирует фигуру.



### ВАКУУМНЫЙ АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ МАССАЖЕР ДЛЯ ТЕЛА И ЛИЦА VACU EXPERT

Вакуумный массажер с запатентованной LPG насадкой уменьшает целлюлит, подтягивает кожу, устраняет отеки. Бонус: насадка для массажа лица



### ВАКУУМНЫЙ АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ МАССАЖЕР ДЛЯ ТЕЛА VACU NEOBODY

Антицеллюлитный массажер с 5 уровнями вакуумного массажа, 10 уровнями эмс и УК прогревом. Моделирует, уменьшает объемы, подтягивает кожу.



### КРЕМ АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ С МАССАЖНЫМ АППЛИКАТОРОМ BODY SCULPTOR

Крем с роликовой массажной насадкой для воздействия на проблемные зоны. Уменьшает целлюлит и объемы, разглаживает апельсиновую корку.

# ВАКУУМНЫЙ АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ МАССАЖЕР ДЛЯ ТЕЛА И ЛИЦА VACU EXPERT

4 в 1

ЛИКВИДИРУЕТ  
ЦЕЛЛЮЛИТ

УМЕНЬШАЕТ  
РАСТЯЖКИ

УЛУЧШАЕТ ВНЕШНИЙ  
ВИД КОЖИ

✓ 5 НАСАДОК + «LPG»



убирает  
объемы



выводит  
токсины  
и шлаки



избавляет  
от отеков



моделирует  
силуэт

✓ «LPG ЭФФЕКТ»



## ПРЕССОТЕРАПИЯ

---

Прессотерапия стимулирует лимфодренаж за счет воздействия повышенным давлением воздуха, подаваемым через специальные манжеты. Ритмично сжимая ткани, воздушный поток расслабляет мышцы, прекрасно справляется с отеками, болью и тяжестью в ногах.

## ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕТОД КОРРЕКЦИИ:

отечность

синдром  
«усталых ног»

мышечный  
спазм



профилактика  
варикоза

все типы  
и стадии  
целлюлита

## Аппарат для прессотерапии и лимфодренажа ног AMG709 PRO

### ЛИМФОДРЕНАЖНЫЙ МАССАЖ

- Стимулирует работу лимфатической системы
- Избавляет от отеков
- Устраняет тяжесть в ногах
- Снимает спазмы мышц
- Стимулирует кровоток
- Укрепляет сосуды
- Избавляет от усталости



эффект  
салонной  
процедуры



быстро



максимально  
физиологично



комфортно

избавляет  
от переутомления,  
тяжести и отечности





## МАССАЖЕРЫ ДЛЯ НОГ

---

Ходьба, нагрузка стоя или сидя, вызывают нарушение кровообращения и лимфотока. Ноги болят, отекают и наливаются тяжестью. Массажеры Gezatone, сочетающие несколько видов массажа, помогают снять усталость, избавляют от боли, отеков и напряжения.

## МАССАЖЕРЫ ДЛЯ НОГ



### **МАССАЖЕР ДЛЯ НОГ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ РОЛИКОВЫЙ БЕСПРОВОДНОЙ AMG725W**

Стильный предмет интерьера и беспроводной массажер для ног, ягодиц и поясницы. 3 программы, компрессионный, роликовый и вибромассаж, ИК прогрев.



### **МАССАЖЕР ДЛЯ НОГ С ФУНКЦИЕЙ ПРЕССОТЕРАПИИ SKY STEP 4 В 1 AMG719**

Аппарат с манжетами для лимфодренажа голеней. 3 режима, ИК прогрев, роликовый, шиацу и компрессионный массаж. В комплекте пульт управления.



### **МАССАЖЕР ДЛЯ НОГ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ "MASSAGE MAGIC GRAPHITE" AMG714**

3 профессиональные методики: ИК прогрев, компрессионный и роликовый массаж, проводят полный массаж стоп, имитируя приемы мануальных техник.



### СОВЕТ КОСМЕТОЛОГА

- Перед использованием массажера для ног можно сделать легкий тепловой компресс, чтобы расслабить мышцы и повысить эффективность массажа.
- Начинайте массаж с низкой интенсивности и постепенно увеличивайте ее, так как каждый организм индивидуален и требует разной степени воздействия.





## МАССАЖЕРЫ ДЛЯ ШЕИ

---

Область шеи испытывает нагрузку и во время движения и в неподвижном состоянии, что становится причиной боли. Прекрасное средство – массажеры, которые разминают мышцы шеи, снимают напряжение и болезненность, имитируя движения рук массажиста.



## МАССАЖЕРЫ ДЛЯ ШЕИ



### **БЕСПРОВОДНОЙ ПАЛЬЧИКОВЫЙ МАССАЖЕР ДЛЯ ШЕИ И ПЛЕЧ AMG405**

Инновационный Premium массажер с запатентованной системой массажных элементов. Оснащен 4 массажными пальчиками, прорабатывает основные точки шеи, помогает снять зажатость мышц, избавиться от «холки» - жировой ткани в области седьмого позвонка.



### **МАССАЖЕР ДЛЯ ТЕЛА IRELAX AMG395**

Массажер эргономичной формы с ИК прогревом и роликовым массажем для воздействия на шею, плечи и другие зоны тела. Глубоко разминает мышцы, устраняет спазм, боль и скованность. Мягкое и дышащее внутреннее покрытие. Сумка для хранения в комплекте.



СОВЕТ  
КОСМЕТОЛОГА

- При использовании массажера не применяйте чрезмерное давление и всегда начинайте массаж с низкой интенсивностью, чтобы привыкнуть к ощущениям и избежать дискомфорта.
- Для максимальной эффективности используйте функцию прогрева. Тепло помогает снять напряжение и улучшает кровообращение.



## ВИБРОМАССАЖЕРЫ ДЛЯ ТЕЛА

---

Вибромассаж – техника, основанная на воздействии вибрации. Метод улучшает кровообращение, снимает боль в мышцах, способствует выработке эндорфинов и расслабляет. Глубокое воздействие корректирует фигуру, помогает избавиться от дряблости и целлюлита.

## ВИБРОМАССАЖЕРЫ ДЛЯ ТЕЛА



### **ВИБРОМАССАЖЕР ДЛЯ ТЕЛА С 6-Ю НАСАДКАМИ БЕСПРОВОДНОЙ AMG127 NEO**

Беспроводной вибромассажер класса Premium для тонизирующего, релаксирующего и антицеллюлитного массажа. 12 программ, 10 скоростей, смарт-таймер.



### **БЕСПРОВОДНОЙ МАССАЖЕР ДЛЯ ТЕЛА С 8 НАСАДКАМИ BODYSHAPER PROMAX AMG128**

Премиальный мощный беспроводной массажер с 8 насадками для массажа всего тела, рук и ног. 5 программ, 5 уровней мощности. Бонус: насадка для стоп.



### **ВИБРОМАССАЖЕР ДЛЯ ТЕЛА И ЖИВОТА AMG125**

Функциональный надежный вибромассажер с ИК прогревом. 4 насадки для тонизирующего, антистрессового, лимфодренажного и антицеллюлитного массажа.



### СОВЕТ КОСМЕТОЛОГА

- Для максимальной эффективности нужно подготовить мышцы и кожу: например, прогреть тело горячим полотенцем.
- Для плавного скольжения массажера используйте массажные средства.
- После массажа обязательно наносите антицеллюлитное или дренажное средство: его эффективность будет в разы выше.



## ПЕРКУССИОННЫЕ МАССАЖЕРЫ ДЛЯ ТЕЛА

---

Перкуссия – массажная техника, основанная на серии интенсивных постукиваний, глубоко проникающих в ткани. Эта техника взята за основу работы перкуSSIONного массажера – надежного помощника спортсменов для повышения спортивных достижений.



### **ПЕРКУССИОННЫЙ МАССАЖЕР ПИСТОЛЕТ С 5 НАСАДКАМИ AMG144**

Беспроводной Premium массажер с 5 насадками и кейсом для хранения. Насадка «холод-тепло», 3 уровня перкуссии, 120 минут автономной работы, вес 620 г.



### **ПЕРКУССИОННЫЙ МАССАЖЕР ПИСТОЛЕТ С 6 НАСАДКАМИ AMG143**

Массажный пистолет с 6 насадками. 30 уровней интенсивности. Сенсорная панель, индикаторы заряда и силы массажа. Кейс для хранения. Вес 1,1 кг.



### **ПЕРКУССИОННЫЙ МАССАЖЕР (МАССАЖНЫЙ ПИСТОЛЕТ) ДЛЯ ТЕЛА БЕСПРОВОДНОЙ AMG140**

Беспроводной массажный пистолет эргономичной формы с 4 насадками. 6 уровней интенсивности перкуссии, световая индикация. Управление 1 кнопкой.

## ПЕРКУССИОННЫЕ МАССАЖЕРЫ ДЛЯ ТЕЛА



### СОВЕТ КОСМЕТОЛОГА

- Во время массажа постарайтесь максимально расслабить мышцы. Проводите массаж плавными скользящими движениями, не давите.
- Начинайте массаж с низкой интенсивности, по мере привыкания повышайте скорость.
- При попадании на триггер или уплотнение задержитесь в этом месте на пару секунд.



## МАССАЖНЫЕ НАКИДКИ

---

Массажные накидки - эффективный метод избавиться от физического и эмоционального стресса, а также доступный способ сделать массаж, не выходя из дома. Накидки имеют регулируемые параметры, что позволяет настроить массаж по своим предпочтениям.





### **МАССАЖНАЯ НАКИДКА С РОЛИКОВЫМ 3D МАССА- ЖЕРОМ ДЛЯ ШЕИ AMG387**

Накидка класса Premium с 3 программами массажа превращает стул или сиденье автомобиля в массажное кресло. 6 режимов, регулируемый подголовник.



### **МАССАЖНАЯ НАКИДКА НА КРЕСЛО С 10 РЕЖИМАМИ МАССАЖА AMG399SE**

Эргономичная накидка с роликовым, кулачковым и вибромассажем. 10 режимов, съемный подголовник, пульт управления. Автомобильный, сетевой адаптер



### **МАССАЖНАЯ НАКИДКА НА КРЕСЛО И СИДЕНИЕ АВТОМОБИЛЯ AMG388**

Накидка с ИК прогревом для массажа спины, шеи, поясницы, ягодиц. 5 режимов, регулировка интенсивности, пульт. Автомобильный, сетевой адаптер.

## МАССАЖНЫЕ НАКИДКИ



### СОВЕТ КОСМЕТОЛОГА

- Для получения максимального эффекта используйте массажную накидку на кресле или стуле с прямой спинкой, чтобы массажные элементы могли хорошо прилегать к спине.
- Всегда начинайте массаж с низкой интенсивности и постепенно увеличивайте силу. Массаж не должен вызывать боль или дискомфорт.





## МАССАЖНЫЕ ПОДУШКИ

---

Массажные подушки - идеальный выбор для тех, кто хочет расслабиться и избавиться от боли в мышцах без визита в массажный кабинет. Используя приемы мануального массажа, подушки избавляют от зажатости и онемения, улучшают сон и предупреждают головные боли.





### МАССАЖНАЯ БЕСПРОВОДНАЯ ПОДУШКА HOME STYLE AMG402

Беспроводная подушка 2 в 1: массажер и декоративная подушка. 4 техники и 3 уровня массажа, мягкое внутреннее наполнение, чехол на молнии.

### МАССАЖНАЯ БЕСПРОВОДНАЯ ПОДУШКА

для спины и шеи  
U-Perfect AMG403

✓ избавляет  
от боли в мышцах

✓ устраняет спазм


✓ УК прогрев



дышащее  
покрытие



простое  
управление



### МАССАЖНЫЕ ПОДУШКИ



### МАССАЖНАЯ ПОДУШКА ДЛЯ ШЕИ И ПЛЕЧ С ПОДОГРЕВОМ AMG391

Компактная подушка с 4 роликами и прогревом. Низкий уровень шума, управление 1 кнопкой, мягкое дышащее покрытие, скрытая застежка.



# беспроводной пальчиковый МАССАЖЕР ДЛЯ ШЕИ И ПЛЕЧ AMG405

ПАЛЬЧИКОВЫЙ МАССАЖ ШЕИ

**100%**  
ЭФФЕКТ  
РУЧНОГО  
МАССАЖА



**ИННОВАЦИОННЫЙ МАССАЖНЫЙ МЕХАНИЗМ**  
стимулирует биологически-активные точки шеи



УБИРАЕТ мышечные зажимы – причину птоза и морщин



ОМОЛАЖИВАЕТ шею и лицо



ВОССТАНАВЛИВАЕТ осанку



УМЕНЬШАЕТ «вдовий горб»



ИЗБАВЛЯЕТ от головной боли

# GÉZATONE

ВАША КРАСОТА БЕСЦЕННА



[www.gezatonе.ru](http://www.gezatonе.ru)  
8 800 222 32 98